

ANIMAL BLOOD[®] LINE



Futurlab[®], nata nel 2003, è una PMI Italiana specializzata nella commercializzazione di sistemi diagnostici e prodotti indirizzati al mondo clinico.


Opera in 3 business unit differenti: HumanMade, VetMade e AutoMade.

Attraverso l'interazione e lo scambio di conoscenze tra queste aree, l'azienda è in grado di portare innovazione nel campo in cui opera.

Futurlab[®] mette al centro della propria attività il Cliente, supportandolo attraverso il proprio team, nello sviluppo tecnologico e scientifico della propria attività, offrendo consulenza, fornitura, formazione ed assistenza per rispondere a tutte le sue esigenze.



Il modello di Futurlab[®] abbatte le barriere e rende le cose possibili.



The background of the entire page is a dark blue field filled with numerous red blood cells of various sizes and orientations, creating a sense of depth and movement. The logo is centered in the upper half of the image. It consists of the letters 'AB' in a large, white, sans-serif font, enclosed within a white circular arc that is open on the right side. To the right of this arc, the words 'ANIMAL' and 'BLOOD' are stacked vertically in a smaller, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the word 'ANIMAL'.

AB ANIMAL[®] BLOOD

La linea AB-Animal Blood commercializzata da Futurlab nasce con lo scopo di fornire al mondo veterinario dei prodotti di qualità superiore, paragonabili a quelli commercializzata nell'ambito umano, che garantiscono uno standard di sicurezza sia all'operatore che al paziente.

La salute degli animali è l'elemento basilare attorno a cui si sviluppa la professionalità e la cura che abbiamo dedicato a questa linea.

INDICE

1. AB BAGS – Trasfusionali

1.1 KIT

1.1.1 Kit per la raccolta e lo stoccaggio del sangue	9
1.1.2 Kit per leucodeplezione	19
1.1.3 Kit per la separazione del sangue	23
1.1.4 Kit per leucodeplezione e separazione del sangue	25
1.1.5 Kit per ozonoterapia	27

1.2 STRUMENTI

1.2.1 Centrifuga per sacche	31
1.2.2 Frigoemoteca con controllo temperatura	35
1.2.3 Estrattore di plasma	37
1.2.4 Sistemi di chiusura tubazioni delle sacche	39
1.2.5 Bilancia basculante da prelievo	41

1.3 CONSUMABILE E MONOUSO

1.3.1 Test rapidi per la determinazione del gruppo sanguigno	43
1.3.2 Holder Locker	45
1.3.3 Trasfusore sangue con filtro	47
1.3.4 Prolunga	49
1.3.4 Valvola needle free	51

2. AB BAGS- Chemioterapici

2.1 KIT

2.1.1 Kit per il prelievo, la miscelazione e l'infusione di chemioterapici	55
2.1.2 Kit per la raccolta e il trasferimento del farmaco chemioterapico	59
2.1.3 Kit per accedere al farmaco in sicurezza senza uso dell'ago	61

2.2 STRUMENTI

2.2.1 Cappa	67
-------------------	----

2.3 CONSUMABILE E MONOUSO

2.3.1 Dispositivi di protezione individuale 71

2.3.2 Valvola needle free 75

2.3.3 Contenitori in sicurezza per istologici 77

3. PRP SYSTEM

3.1 KIT

3.1.1 Kit PRP 81

3.1.2 Sacca 40ml 83

3.1.3 Sacca 10ml 85

3.2 STRUMENTI

3.2.1 Centrifuga 87



AB BAGS – TRASFUSIONALI

La linea AB BAGS – Trasfusionali conta in una serie di attrezzature innovative che hanno l'obiettivo di rendere l'operatore in grado di eseguire trasfusioni in circuito chiuso, asettico e sicuro, con un dosaggio corretto di anticoagulante, senza dover assemblare componenti provenienti dalla medicina umana, correndo il rischio di una contaminazione batterica o di una rapida coagulazione del sangue.



Kit per la raccolta e lo stoccaggio del sangue nei gatti

Il sangue prelevato dalla siringa viene raccolto nella sacca primaria. Tale passaggio avviene tramite una valvola unidirezionale.

Possibilità di utilizzare il dispositivo su gatti di qualunque taglia connettendo l'ago a farfalla con il gauge desiderato.

Possibilità di testare il sangue in ogni momento mantenendo la sterilità.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC724	Dispositivo medico veterinario destinato al prelievo di sangue felino fino a 60ml e miscelazione con soluzione di anticoagulante in rapporto 1:7	▪ 1 sacca primaria ▪ 1 sacca satellite ▪ 2 raccordi needle free ▪ 1 siringa da 10 ml contenente ACD-A ▪ 1 siringa da 20ml per aspirazione ▪ Adattatore per set di infusione universale



Kit per la raccolta e lo stoccaggio del sangue nei furetti

Il sangue prelevato dalla siringa viene raccolto nella sacca primaria. Tale passaggio avviene tramite una valvola unidirezionale.
Possibilità di testare il sangue in ogni moment mantenendo la sterilità.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC718-5	Dispositivo medico veterinario destinato al prelievo di volumi noti di sangue da furetti e miscelazione con soluzione anticoagulante in rapporto 1:7	▪ 1 sacca primaria ▪ 1 raccordo needle free ▪ 1 siringa da 10 ml contenente ACD-A ▪ 1 siringa da 20ml per aspirazione



Kit per la raccolta e lo stoccaggio del sangue nei cani di taglia medio-piccola

Possibilità di campionamento e trasfusione di parte dell'unità raccolta tramite il raccordo needle free.
Presenza di raccordo twist off che permette la connessione con dispositivi dotati di perforatore.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC713	Dispositivo medico veterinario destinato alla raccolta di sangue intero canino	▪ 1 sacca da 350ml contenente 50ml di ACD-A ▪ 1 ago ▪ 1 raccordo needle free ▪ 1 twist off perforabile

SACCA RACCOLTA SANGUE 450 ML
DISPOSITIVO MEDICO VETERINARIO
A.C.D. - A 85 ml


Donation No.
Collection No.
Expiry Date
Centre Identity

2019-04 2021-04

Kit per la raccolta e lo stoccaggio del sangue nei cani di taglia grande

Possibilità di campionamento e trasfusione di parte dell'unità raccolta tramite il raccordo needle free.
Presenza di raccordo twist off che permette la connessione con dispositivi dotati di perforatore.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC711	Dispositivo medico veterinario destinato alla raccolta di sangue intero canino	Sacca da 450ml contenente 65ml di ACD-A



Kit per la raccolta e lo stoccaggio del sangue nei cavalli e negli animali da reddito

Possibilità di campionamento e trasfusione di parte dell'unità raccolta tramite il raccordo needle free.

Presenza di raccordo twist off che permette la connessione con dispositivi dotati di perforatore.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC1007-5	Dispositivo medico veterinario destinato alla raccolta di sangue intero equino e di altri animali da reddito	• 1 sacca parentale in EVA da 3000ml • 1 sacca parentale in EVA da 2000ml • Tubo PVC NO DOP Ø4,8x6,8 x1200mm • Tubo PVC NO DOP Ø4,8x6,8 x300mm • Punto ago rosso • Clamp bianca PP • Clamp irreversibile azzurra PP • Twist off PVC NO DOP • Clamp rossa PP • Raccordlo LLM girevole PVC per tubo Ø6,8 • Perforatore 1 via con attacco LLF in ABS bianco • Capsula labirintica per perforatore in PE bianco • Tappo chiuso per LLM ABS bianco • Busta in bobina larga 5cm • Asta blu Ø2,8x6mm in PP lunghezza 192mm • Anticoagulante ACD-A • Busta 35x45cm • CRT Bianco dim. int. 346x268x66 anonima



Kit per leucodeplezione nei cani di taglia medio-piccola

Possibilità di campionamento e trasfusione di parte dell'unità raccolta tramite il raccordo needle free.

Presenza di raccordo twist off che permette la connessione con dispositivi dotati di perforatore.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC708	Dispositivo medico veterinario destinato alla leucodeplezione di sangue canino.	• 1 sacca primaria da 350 ml contenente 50 ml di ACD-A • 1 sacca secondaria da 350 ml • 1 filtro in linea per la leucodeplezione • 1 ago • 2 raccordi needle free • 1 twist off



Kit per leucodeplezione nei cani di taglia grande

Possibilità di campionamento e trasfusione di parte dell'unità raccolta tramite il raccordo needle free.
Presenza di raccordo twist off che permette la connessione con dispositivi dotati di perforatore.


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC731	Dispositivo medico veterinario destinato alla leucodeplezione di sangue canino.	▪ sacca primaria da 450 ml contenente 65 ml di ACD-A ▪ 1 sacca secondaria da 450 ml ▪ 1 filtro in linea per la leucodeplezione ▪ 1 ago ▪ 2 raccordi needle free ▪ 1 twist off



Kit per la separazione del sangue nei cani

Possibilità di campionamento del sangue appena prelevato o in seguito allo stoccaggio tramite i raccordi needle free.
Presenza di raccordi twist off che permettono la connessione.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC709N-10	Dispositivo medico veterinario destinato alla separazione di sangue canino tramite centrifugazione.	▪ 1 sacca primaria da 450 ml contenente 65 ml di ACD-A ▪ 1 sacca secondaria da 300 ml vuota ▪ 1 sacca secondaria da 300 ml contenente 105 ml di sagmanitolo ▪ 1 ago ▪ 3 raccordi needle free ▪ 3 twist off



Kit per leucodeplezione e separazione del sangue nei cani

Possibilità di campionamento del sangue appena prelevato o in seguito allo stoccaggio tramite i raccordi needle free.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC710-10	Dispositivo medico veterinario destinato alla leucodeplezione e separazione di sangue canino tramite centrifugazione	▪ 1 sacca primaria da 450 ml contenente 65 ml di ACD-A ▪ 1 sacca secondaria da 450 ml vuota ▪ 1 sacca terziaria da 300 ml contenente 105 ml di sagmanitolo ▪ 1 sacca terziaria da 300 ml vuota ▪ 1 filtro in linea per la leucodeplezione ▪ 1 ago ▪ 3 raccordi needle free ▪ 3 twist off



Kit per Ozonoterapia

Il trattamento ozonoterapico consiste nel prelievo di una certa quantità di sangue da un paziente, nell'esposizione del sangue prelevato ad una miscela di ossigeno-ozono e nella successiva re-infusione del sangue ozonizzato nel paziente stesso, in completa sterilità.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC876	Dispositivo medico veterinario destinato a trattamenti di autoemoterapia ozonizzata, con miscela ossigeno-ozono.	Sacca da 350ml contenente 20ml di ACD-A



Kit per Ozonoterapia

Il trattamento ozonoterapico consiste nel prelievo di una certa quantità di sangue da un paziente, nell'esposizione del sangue prelevato ad una miscela di ossigeno-ozono e nella successiva re-infusione del sangue ozonizzato nel paziente stesso, in completa sterilità.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC876/35	Dispositivo medico veterinario destinato a trattamenti di autoemoterapia ozonizzata, con miscela ossigeno-ozono.	Sacca da 350ml contenente 35ml di ACD-A



Centrifuga per sacche

Dalle alte performance, indispensabile nei laboratori medici e in piccoli centri trasfusionali.

Per una separazione rapida di plasma ed emazie.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
HT5660	Centrifuga da banco per sacche refrigerata rotanta 460R	▪ Max. capacità: 4 x 750ml ▪ Max. velocità (RPM): 15.000 min⁻¹ ▪ Max. RCF: 24.400 ▪ Temperatura: -20° a +40°



Componenti centrifuga

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
HT5699-R	Rotore centrifuga	Rotore oscillante 90° a 4 bracci per centrifuga rotanta 460R
HT5691-A	Basculi per sacche	Basculi per sacche di sangue triple e quaduple da 450ml CF/4 pz Per centrifuga rotanta 460R
HT5692	Adattatore per bascula	Adattatore per bascula 5691-A CF/4 pz Per sacche di sangue triple senza filtro e sacche di sangue quaduple con e senza filtro
HT5693	Pinze di sostegno	Pinze di sostegno sacche triple CF/4 pz Per sostegno sacche di sangue all'interno dell'adattatore HT5692



Frigoemoteca con controllo temperatura

Per conservare le sacche ad una temperatura controllata e registrata

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
100 ETC-F TOUCH	Emoteca	▪ Campo temperatura: +4° ▪ Capacità: 126lt – 21 sacche da 450ml ▪ Dimensioni (LxPxH): 52x63,5x86,5 cm ▪ Struttura ed isolamento in acciaio plastificato bianco antibatterico ▪ Spessore isolamento poliuretano 40mm ▪ Porta in vetro temprato a triplo spessore ▪ Serratura elettronica ▪ Ruote con freno ▪ Illuminazione Full Led ad intensità variabile ▪ Dotazione interna di n.1 cassetto in alluminio completamente estraibile ▪ Controllore ECT-F TOUCH + DMPL TOUCH DIGITAL MONITOR ▪ Allarmi acustico visivi per temperature, guasti e back-out, con registrazione automatica anche in assenza di corrente ▪ Registrazione dati ed eventi ultimi 10 anni su sd card; 1 anno su flash memory ▪ Grafico temperature in real-time personalizzabile e sempre visibile a display ▪ Connettività porte USB-SD-SIM con accesso frontale ▪ Refrigerazione ventilata forzata ▪ Sbrinamento automatico con evaporazione acqua condensa ▪ Conformità direttiva 93/42/CE – classe IIa e successive modifiche e integrazioni



Estrattore di plasma o spremisacca manuale

Adatto a convogliare il sangue nella sacca satellite, evitando misceleazioni indesiderate

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
EPM PRESS.DB.00-/	Estrattore di plasma	▪ Estrattore manuale predisposto per tutti i tipi di sacche ▪ Materiale di costruzione: Acciaio Inox ▪ Piastra frontale trasparente per il controllo del livello ▪ Sistema di estrazione a molla ▪ Dimensioni: 17x 26 x 22 cm ▪ Peso: 3,2 kg



Sistemi di chiusura tubazioni delle sacche

Sistema per chiudere ermeticamente le sacche per la conservazione

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
WSHS100	Sistema manuale con anellini in alluminio	Saldatrice
WSMEACS121	Anellini in alluminio	Anellini in alluminio per sistema manuale con anellini in alluminio
HWELD-B.DB.00	Sistema di saldatura a radiofrequenza	Intero sistema di saldatura



Bilancia basculante da prelievo

Per rispettare la capacità della sacca e miscelare correttamente il sangue e l'anticoagulante, durante il prelievo

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
EO51P-B	Bilancia da prelievo	▪ Ampio display di facile lettura da qualsiasi angolazione ▪ Tara automatica del peso della sacca di raccolta ▪ Visualizzazione in tempo reale della durata del prelievo ▪ Controllo durata prelievo ▪ Dimensioni: 17,5 x 31 x 29 cm ▪ Peso: 3 kg



Test rapidi per la determinazione del gruppo sanguigno

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
AG27250110	RAPIDVET-H FELINE DET. GRUPPI A, B, AB	CF/5 TEST
AG27250115	RAPIDVET-H FELINE DET. GRUPPI A, B, AB	CF/10 TEST
AG27250120	RAPIDVET-H FELINE DET. GRUPPI A, B, AB	CF/20 TEST
AG27250185	RAPIDVET-H IMMUNOCR. FELINE DET. GRUPPI A, B, AB	CF/5 TEST
AG27250210	RAPID VET-H CANINE DET.GRUPPO DEA1	CF/5 TEST
AG27250220	RAPID VET-H CANINE DET. GRUPPO DEA 1	CF/10 TEST
AG27250211	RAPID VET-H CANINE DET.GRUPPO DEA1	CF/20 TEST



Holder Locker

Dispositivo con connessione luer lock maschio per campionamenti attraverso valvola needle free.


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TEC706-10	Dispositivo di campionamento sangue da sacca in vuoto senz'ago	Possibilità di connessione con: TEC708 TEC709 TEC710 TEC711 TEC713 TEC731 TEC724



Trasfusore sangue con filtro

Connessione con luer lock compatibile con AB bags. Presenza di un filtro per proteggere il paziente da micro-aggregati.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC717-10	Dispositivo medico veterinario destinato alla trasfusione del sangue per gravità. 60 cm	• 1 trasfusore con connessioni luer lock • Camera di gocciolamento • Filtro 230 µm • Regolatore tipo roller • Punto di iniezione latex free • 60cm
TEC783-10	Dispositivo medico veterinario destinato alla trasfusione del sangue per gravità 180 cm	• 1 trasfusore con connessioni luer lock • Camera di gocciolamento • Filtro 230 µm • Regolatore tipo roller • Punto di iniezione latex free • 180cm



Prolunga

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TEC101001FM0LTAI	Prolunga Accessorio	• Diametro 1x2,5mm • 100cm LLF/LLM sterile ftalati free



Valvola needle free

Valvola bidirezionale per l'aspirazione o l'infusione di fluidi. Sistema chiuso per evitare punture accidentali. NESSUNA presenza di: lattice DEHP, PVC.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TEC722-20	Valvola needle free bidirezionale



AB BAGS – CHEMIOTERAPICI

La linea AB BAGS – Chemioterapici è stata creata per tutelare e semplificare la professione del Medico Veterinario che eroga questa delicata prestazione.

L'operatore ed il paziente saranno protetti dall'esposizione a farmaci pericolosi grazie a un sistema chiuso con il quale è possibile prelevare, ricostituire e iniettare farmaci antitumorali in totale sicurezza in pochi e veloci step.

Si eviterà così qualsiasi contaminazione o fuoriuscita



Kit per il prelievo, la miscelazione e l'infusione di chemioterapici

Possibilità di prelevare soluzioni e di ricostituire il chemioterapico in sicurezza grazie alle siringhe con valvola termosaldada e adattatori luer lock per il farmaco, tramite AB bags compatibili.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC721-10	Dispositivo medico veterinario destinato al prelievo, alla miscelazione e all'infusione di chemioterapici	• 1 deflussore con camera di gocciolamento e regolatore roller per aggancio alla fisiologica • 1 rubinetto a 3 vie • 1 filtro antibatterico 5 µm idrorepellente • 1 raccordo needle free • sacchetto per rifiuto chemioterapico



Kit per il prelievo, la miscelazione e l'infusione rapida di chemioterapici

Possibilità di prelevare soluzioni e di ricostituire il chemioterapico in sicurezza grazie alle siringhe con valvola termosaldada e adattatori luer lock per il farmaco, tramite AB bags compatibili.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC844-20	Dispositivo medico veterinario destinato al prelievo, alla miscelazione e all'infusione rapida di chemioterapici	▪ 1 filtro antibatterico 5 µm idrorepellente ▪ 1 rubinetto a 3 vie ▪ Raccordo needle free ▪ Tubazione volume interno 4 ml
TEC861-20	Dispositivo medico veterinario destinato al prelievo, alla miscelazione e all'infusione rapida di chemioterapici.	▪ 1 filtro antibatterico 5 µm idrorepellente ▪ 1 rubinetto a 3 vie ▪ Raccordo needle free ▪ Tubazione volume interno 2 ml



Kit per la raccolta e il trasferimento del farmaco chemioterapico

Unita all'adattatore luer lock per il farmaco somministrato tramite AB Bags, costituisce un sistema chiuso di trasferimento del farmaco.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TEC779-10	Siringa luer lock 1ml	• Capacità: 1ml • Con valvola termosaldada per la raccolta e il trasferimento del farmaco chemioterapico
TEC780-10	Siringa luer lock 3ml	• Capacità: 3 ml • Con valvola termosaldada per la raccolta e il trasferimento del farmaco chemioterapico
MY8005-0006	Siringa luer lock 5ml	• Capacità: 5 ml • Con valvola termosaldada per la raccolta e il trasferimento del farmaco chemioterapico
TEC781-10	Siringa luer lock 10ml	• Capacità: 10 ml • Con valvola termosaldada per la raccolta e il trasferimento del farmaco chemioterapico
TEC782-10	Siringa luer lock 20ml	• Capacità: 20 ml • Con valvola termosaldada per la raccolta e il trasferimento del farmaco chemioterapico
MY8060-006	Siringa luer lock 60ml	• Capacità: 60 ml • Con valvola termosaldada per la raccolta e il trasferimento del farmaco chemioterapico



Kit per accedere ai vail di farmaco per la ricostituzione e il prelievo senza uso dell'ago

La connessione con la siringa luer lock con valvola termosaldada AB Bags, costituisce un sistema chiuso di trasferimento del farmaco.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
MV0413-0006	Adattatore per farmaco con connessione luer lock	Diametro da 13mm
MV0420-0006	Adattatore per farmaco con connessione luer lock	Diametro da 20mm



Kit per accedere ai farmaci o a soluzioni saline per il prelievo o la miscelazione in sicurezza senza uso dell'ago

La presenza di un filtro da 0,2 µm riduce al minimo gli aerosol e la contaminazione.
NESSUNA presenza di: lattice, DEHP e PVC.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC730	Adattatore per vial con sicurezza per accedere a farmaci o a soluzioni saline per il prelievo a caduta o la miscelazione in sicurezza, senza uso dell'ago	• Filtro idrofobico 0,2 µm con presa d'aria • 28 mm Ø dispositivo di accesso vial • 1 valvola needle free



Kit per accedere a soluzioni saline per il prelievo o la miscelazione in sicurezza senza uso dell'ago

NESSUNA presenza di: lattice, DEHP, PVC

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC845-10	Adattatore needle free universale con perforatore, per accedere a soluzioni saline per il prelievo a caduta o la miscelazione in sicurezza, senza uso dell'ago.	▪ Filtro idrofobico 0,2 µm con presa d'aria ▪ Perforatore ▪ Connessione luer lock con tappo



Cappa Biohazard Asalair Mod.900

È progettata e costruita per proteggere l'operatore, aumentare la protezione del prodotto da contaminazioni esterne e per diminuire al massimo i rischi biologici per l'ambiente, grazie alla filtrazione assoluta (filtro HEPA) dell'aria espulsa.

La cappa è stata progettata, studiata e realizzata per consentire manipolazioni in ambiente sterile di agenti infettivi appartenenti al gruppo di rischio 2 e 3.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
AS29940030	Cabina di sicurezza microbiologica a flusso laminare verticale di classe II tipo A2, con apertura frontale attraverso la quale l'operatore può lavorare all'interno della camera di lavoro	• 2 motoventilatori • 1 filtro assoluto HEPA (classe H14 - 99,995%) • 1 filtro assoluto HEPA (classe H14 - 99,995%) per l'aria in espulsione • 1 lampada fluorescente da 30W (900LUX) • 1 rubinetto aria/vuoto • 2 prese di servizio interno alla camera • 1 rubinetto gas completo di elettrovalvola • 1 attacco con portagomma per DOP test • Peso: 225kg • Dimensioni (L x P x H): 130 x 100 x 175 cm


Accessori cappa

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
AS30300177	Filtro a carboni attivi	Filtro a carboni attivi da inserire a cascata dopo il filtro HEPA per l'aria in espulsione, per lavorazioni con vapori tossici
AS3030070	Modulo exacarb	Modulo exacarb filtro a carboni attivi con motoventilatore
AS29790020	Lampada germicida	Lampada germicida per cappa da 15W con supporto



Dispositivi di protezione individuale

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
BLGUL100BLS	Guanti protettivi in lattice	Taglia S
BLGUL100BLM	Guanti protettivi in lattice	Taglia M
BLGUL100BLL	Guanti protettivi in lattice	Taglia L
BLGUL100BLXL	Guanti protettivi in lattice	Taglia XL
BSM-BI-4010	Guanti antiblastici protettivi in lattice	• Per la manipolazione di agenti citostatici, chimici, biologici e virali • Taglia S
BSM-BI-4020	Guanti antiblastici protettivi in lattice	• Per la manipolazione di agenti citostatici, chimici, biologici e virali • Taglia M
BSM-BI-4030	Guanti antiblastici protettivi in lattice	• Per la manipolazione di agenti citostatici, chimici, biologici e virali • Taglia L
BSM-BI-4040	Guanti antiblastici protettivi in lattice	• Per la manipolazione di agenti citostatici, chimici, biologici e virali • Taglia XL
FFP3-20	Mascherina facciale filtrante con valvola di espirazione	Mascherina facciale filtrante pieghevole FFP3 con valvola di espirazione



Dispositivi di protezione individuale

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
BSM.1620100K	Occhiali di protezione	Occhiali di protezione in policarbonato
BSM0059021	Camice di protezione	Camice di protezione da agenti biologici e citostatici
BSM-BI-8100	Tappetino assorbente per la manipolazione dei farmaci	Grandezza 56x41 cm



Valvola Needle free

Sistema chiuso per evitare punture accidentali. NESSUNA presenza di: lattice DEHP, PVC.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TEC722	Una valvola needle free bidirezionale	Valvola bidirezionale per l'aspirazione o l'infusione di fluidi



Contenitore in sicurezza per istologici

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
MEC06011	Contenitore in sicurezza per istologici 60 ml	• Capacità 60 ml • Con 10 ml di formalina • Con 10 ml tampone fosfato • CF 48pz • Dimensioni 48x66 mm
MEC15001	Contenitore in sicurezza per istologici 150 ml	• Capacità 150 ml • Con 60 ml di formalina • CF 24pz • Dimensioni 64x88 mm
MEC50001	Contenitore in sicurezza per istologici 550 ml	• Capacità 550 ml • Con 230 ml di formalina • CF 4pz



PRP SYSTEM

Il sistema PRP è un valido alleato per molteplici applicazioni, quali ortopedia, oculistica, chirurgia, odontoiatria, traumatologia, oftalmologia, dermatologia e in tutti gli ambiti in cui è necessaria una rigenerazione tissutale rapida ed efficace.

In pochi e semplici step si otterrà una terapia di supporto dai risultati visibili in poco tempo, senza rischi e tangibili, per molteplici patologie.

Kit PRP

Con un quantitativo di Sodio Citrato in proporzione 1:10, eseguire un prelievo di sangue intero dal Paziente da trattare con la siringa in dotazione.

1. Trasferire il sangue intero prelevato all'interno del cilindro e sigillarlo con il tappino.
2. Procedere alla centrifugazione del sangue con apposita centrifuga ad avvio e arresto dolce, per evitare la risospensione delle piastrine.
3. Una volta ottenuta la separazione, collegare il tappino di connessione femmina/femmina e agganciare una siringa vuota per il trasferimento del componente
4. Per trasferire il componente nella siringa, utilizzare l'innovativo stantuffo a vite, che permette una separazione lenta del concentrato, senza rischi di risospensione. È possibile suddividere in due siringhe il Plasma Povero di Piastrine (PPP) dal Plasma Ricco (PRP) e selezionare il buffy coat.
5. Una volta separato il PRP dalla parte corpuscolato, collegare l'ago per l'infiltrazione, avendo cura di creare un campo sterile. È possibile, con l'aggiunta di calcio gluconato, ottenere un gel piastrinico.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
BS3527	Kit per PRP – Plasma ricco di piastrine - indicato per molteplici applicazioni	▪ Device 30ml o 60ml ▪ 1 pistone a vite, non operatore dipendente ▪ 2 aghi ▪ 3 raccordi luer lock ▪ 1 siringa da 10ml ▪ 1 siringa da 5ml ▪ 1 siringa da 20ml modulabile



Sacca 40ml

Sacca per il contenimento e lo stoccaggio del plasma ricco di piastrine. Idonea per la gelificazione del preparato.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC764	Sacca da 40 ml	• Sacca di sangue da 40 ml • PVC no dop • 1 tubo • raccordo swabable



Sacca 10ml

Sacca per il contenimento e lo stoccaggio del plasma ricco di piastrine. Idonea per la gelificazione del preparato.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
TEC1027	Sacca da 10 ml	• Sacca da 10 ml • raccordo swabable



Centrifuga PRP

Adatta per la separazione rapida del plasma.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
NEYA8	Centrifuga da banco ventilata, con riconoscimento automatico del rotore, controllo presenza dell'equipaggiamento e verifica della velocità massima consentita	▪ Dimensioni (L x P x H): 45 x 59 x 33 cm ▪ Peso: 40Kg ▪ Capacità massima di carico: 4 x 175ml ▪ Velocità massima 6.000 rpm ▪ Funzione limitatore di velocità di sicurezza ▪ Controllo a microprocessore ▪ Display LCD multicolor retroilluminato con visualizzazione contemporanea di tutti i parametri ▪ Dimensioni compatte per ottimizzare gli spazi di laboratorio ▪ Rilevamento dello sbilanciamento con interruzione automatica del funzionamento per evitare incidenti ▪ Bloccaggio automatico del coperchio con possibilità di recupero delle provette in caso di mancanza di energia elettrica ▪ Corrispondente alle direttive CE ICE 1010-1; IEC 1010-2-020

Componenti e accessori centrifuga

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
GBI7-5/7	Bicchieri per provette tipo vacutainer Accessorio	• 5/7 ml • Dimensioni 13 mm • Max. per inserto 7 e per rotore 28 • CF4 PZ
GBSB4-175	Rotore oscillante per bascule in alluminio Componente	• 4 bicchieri B-175 • 4 coperchi di biosafel L 175 • Velocità max. 4.500 rpm • RFC max. 3600xg
GBI1-50R	Bicchieri per provette a fondo sferico tipo Falcon Componente	CF4 PZ



Consumabile centrifuga

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
PCSA381.PSO	Fiale di sodio citrato	• 380mg/10ml (3,8%) • Soluzione sterile apirogena anticoagulante • CF/5



Futurlab S.r.l.
Via L. Pierobon, 63
35010 Limena (PD) – Italy
T. +39 049 8843461

www.futurlab.it
marketing@futurlab.it
 Futurlab srl

FUTURLAB ®
TECNOLOGIE PER LA DIAGNOSTICA